

Informationen zur Einrichtung des medavis - Telematik Infrastruktur Package -

Um den Bestellvorgang für Sie so reibungslos wie möglich zu gestalten, bitten wir Sie, die folgenden Informationen zu beachten:

Ablauf der TI- und VSDM Einrichtung

- Für jede Betriebsstätte/Nebenbetriebsstätte mit eigener BSNR wird eine SMC-B benötigt. Bitte bestellen Sie diese rechtzeitig in entsprechender Anzahl z.B. bei der Bundesdruckerei (www.bundesdruckerei.de).
- Für den Konnektor und die Kartenterminals empfehlen wir das Paket Telekom MAP, welches die benötigten Komponenten enthält. Dieses wurde bereits mit dem medavis RIS getestet.
- Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen per E-Mail an VSDM@medavis.de oder per Fax an +49 721 92910-333. Im Anschluss erhalten Sie von uns ein entsprechendes Angebot und ein Bestellformular für das Medical Access Port-Bundle der Telekom.
- Nach Auftragsbestätigung bereiten wir die Installation auf dem RIS Server vor.
- Der Konnektor, die Kartenterminals und weitere Komponenten werden vom entsprechenden Anbieter geliefert, installiert und konfiguriert. Die genaue Vorgehensweise erfragen Sie bitte bei Ihrem Konnektor Anbieter.
- Wenn Sie das Telekom MAP bestellt haben, wird die Konfiguration im RIS durch den Telekom Techniker vor Ort durchgeführt. Bitte halten Sie dazu den **Windows Administrator User** und das **Passwort für den medavis Datenbank Server** bereit. Des Weiteren benötigt der Telekom Techniker einen **RIS User mit Supervisor Rechten**.
- Bitte übermitteln Sie uns sobald bekannt den Liefertermin des Telekom MAP per E-Mail an VSDM@medavis.de.
- Bei anderen Konnektor Anbietern nehmen Sie bitte nach Lieferung und Konfiguration des Konnektors Kontakt mit medavis auf. Halten Sie dazu die bei der Installation des Konnektors erstellten Informationen bereit (z.B. IP Adresse des Konnektors).

Fragebogen

Bitte füllen Sie den folgenden Fragebogen aus.

Praxisausweise/ SMC-B(s):	bestellt	Anzahl:
	vorhanden	Anzahl:
Anzahl E-Health-Kartenterminals:		
Anzahl der Betriebsstätten (inkl. Nebenbetriebsstätten):		
Bei mehreren Betriebsstätten:	Start zunächst mit einer Betriebsstätte, weitere bei Verfügbarkeit des VSDM Mandanten. *	
	Wir möchten warten, bis mehrere Betriebsstätten unterstützt werden.	
Ist bereits ein Konnektor vorhanden/bestellt?	vorhanden	Anzahl:
	Anbieter:	
	bestellt	Anzahl:
	Anbieter:	
Voraussetzungen / Checkliste des Konnektor Anbieters erfüllt?	ja	nein
Sollten Sie noch keine Anbieterwahl getroffen haben, empfehlen wir Ihnen das Medical-Access-Port Bundle (MAP) der Deutschen Telekom GmbH	ja, bitte leiten Sie die Bestellung des MAP für mich in die Wege	
	nein, wird nicht benötigt	
Ansprechpartner in der Praxis zum Thema TI / VSDM:		

*Aktuell wird technisch nur eine Betriebsstätte unterstützt. Die VSDM Version für mehrere Betriebsstätten (gematik Mandanten) wird ab Q IV/2018 verfügbar sein. Es gilt die im Angebot beschriebene Anzahl an Betriebsstätten. Weitere Betriebsstätten sind kostenpflichtig.

Ort/Datum

Unterschrift/Stempel